

Gamme Salto

PROTHÈSE TOTALE DE CHEVILLE



TORNIER

INTERNATIONAL HEADQUARTERS

FABRICANT

Tornier SAS

161 rue Lavoisier

38330 Montbonnot Saint Martin

France

+33 (0)4 76 61 35 00

www.tornier.com

La prothèse totale de cheville Salto est destinée à remplacer l'articulation de la cheville, afin de diminuer la douleur et de restaurer le fonctionnement de l'articulation de la cheville par rapport à l'état pré-opératoire. DM classe III. LNE/G-MED CE0459. Fabricant : Tornier SAS, 161 rue Lavoisier, 38330 Montbonnot Saint Martin FRANCE. Dispositif remboursé. Pour une description des caractéristiques et un bon usage du dispositif, veuillez lire attentivement la notice d'instructions. 13/03/TORNIER/PM/001.

La prothèse totale de cheville Salto Talaris est destinée à remplacer l'articulation de la cheville, afin de diminuer la douleur et de restaurer le fonctionnement de l'articulation de la cheville par rapport à l'état pré-opératoire. DM classe IIb. LNE/G-MED CE0459. Fabricant : Tornier SAS, 161 rue Lavoisier, 38330 Montbonnot Saint Martin FRANCE. Dispositif non remboursé*. Pour une description des caractéristiques et un bon usage du dispositif, veuillez lire attentivement la notice d'instructions.

* Remboursement en cours d'évaluation par le CEPS


Salto Salto Talaris

Fiche technique

➤ A partir d'1 même design

➤ Embase tibiale

Tailles 0, 1, 2, 3



Plot conique

➤ Implant talien

Tailles 0, 1, 2, 3



Embase allongée et arrondie

Surface talienne assimilée à un cône de révolution

➤ 2 options

➤ Salto

Patin mobile




➤ Salto Talaris

Patin fixe



➤ 1 technique opératoire

Boîte commune
Réf. YKAL11




Plateau inférieur



Plateau supérieur

Boîte patin mobile
Réf. YKAL12



Boîte patin fixe
Réf. YKAL13

